

### ALAT UKUR ALIRAN GAS MEDIS (Flowmeter) AMVEX

### Fitur & Keunggulan ↗

- Ukuran kecil dan ringan dengan bahan *body flowmeter chromed brass*.
- Untuk Flowmeter oxygen tersedia varian:  
0-1 LPM Low Flow untuk bayi / neonatal
- Memiliki identifikasi warna pada bagian dalam tabung sehingga mempermudah pengaturan flow yang lebih akurat terutama pada pengaturan low flow.
- Memiliki identifikasi warna dan spesifikasi untuk setiap jenis gas.
- Mudah dibersihkan.
- Tersedia dengan standar warna *ISO / USA ANSI*.
- Adapter compatible dengan semua jenis wall outlet.
- Flowmeter ini memiliki standar 1/8" FNPT sehingga dapat dikombinasikan dengan *Humidifier / Nipple Nut (Swifle)*.
- Flowmeter Amvex sudah terdaftar pada kementerian kesehatan RI dengan demikian Flowmeter ini telah memiliki standar keamanan yang telah terverifikasi dan memiliki
- ISO 13485.



BERAT PRODUK	:	159G (5.60Z)
DIMENSI PRODUK	:	139MM H X 28MM W X 139MM D (5.5" H X 1.1" W X 3.4" D)
DIMENSI PAKET	:	203MM H X 114MM W X 76MM D (8" H X 4.5" W X 3." D)
PENYIMPANAN SUHU	:	-40°C TO 60°C (-40°F TO 140°F)
TEKANAN MAKSIMUM	:	690KPA (100PSIG)A